

PHENOBARBITAL 10 mg/ml

Suspension orale avec sucre

Formule pour 100 ml :

Produits	Quantité
Phénobarbital	1000 mg
Ora-Plus	50 ml
Ora-Sweet	Ad 100 ml

Mode opératoire :

- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- Dans un mortier, disperser le phénobarbital avec quelques ml d'Ora-Plus.
- Ajouter le reste d'Ora-Plus par portions et bien homogénéiser.
- Transférer cette suspension dans un cylindre gradué.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration : 2 mois.

Conditionnement : Flacon Veral 100 ml. Etiquette « Bien agiter ! » « Contient des parabènes »

Stockage : Température ambiante.

Visa : R.D, SGA

Références :

1-CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, consulté le 15/11/17 :

http://www.chuv.ch/pharmacie/pha_home/pha-prestations/pha-production-pharmaceutique/pha-produits-fabriques-2.htm.

2- Cober MP, Johnson CE. Stability of an extemporaneously prepared alcohol-free phenobarbital. Am J Health Syst Pharm. 2007 : 15,64 :644-6.