

Produit	Quantité	Poids
Sodium bicarbonate Ph. Eur.	1.2 g	
Benocten gtttes 60 mg/ml	10 gtt	≈ 0.33 g
Lidocaïne solution injectable 2%	17 ml	≈ 17 g
Eau stérile	183 ml	≈ 183 g

**Mode opératoire :**

- Peser le sodium bicarbonate dans un bécher, ajouter 10 gouttes de Benocten.
- Prélever le contenu des ampoules de lidocaïne et l'ajouter au bécher
- Compléter avec de l'eau ad 200 ml.
- Distribuer dans le flacon.

**Expiration :** 2 semaines.**Conditionnement :** Flacon Veral 200 ml.**Stockage :** Frigo (2-8°C).**Références :**

1-CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, consulté le 25/11/2021 :

[http://files.chuv.ch/internet-docs/pha/medicaments/pha\\_phatab\\_gargarisme\\_aphtes.pdf](http://files.chuv.ch/internet-docs/pha/medicaments/pha_phatab_gargarisme_aphtes.pdf)

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).