

Produit	Quantité	Poids
Plaquenil 200 mg	15 cp	≈ 4.7 g
Ora-Plus	60 ml	≈ 60 g
Eau stérile	Ad 120 ml	≈ Ad 120 g

Mode opératoire :

- Avec une serviette imbibée d'alcool, retirer la pellicule des comprimés de Plaquenil.
- Ecraser et broyer les comprimés puis les tamiser.
- Ajouter 15 ml d'Ora-Plus à la poudre et mélanger jusqu'à former une pâte liquide.
- Continuer d'ajouter l'Ora-Plus petit à petit.
- Transférer dans un cylindre gradué.
- Rincer le mortier et le pilon avec l'eau stérile puis transférer dans le cylindre.
- Compléter à 120 ml avec l'eau stérile.

Expiration : 30 jours.**Conditionnement :** Flacon veral 150 ml**Stockage :** Frigo (2 à 8°C)**Références :**

1- Gateway Pediatric Pharmacy Group, Formulary of Extemporaneous Oral Liquid Medications version 2, consulté le 25/11/2021

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).