

Produit	Quantité	Poids
Aphénylbarbite 100 mg	10 cp	≈ 2.0 g
Ora-Plus	50 ml	≈ 50 g
Ora-Sweet	50 ml	≈ 64 g

Mode opératoire :

- Broyer et tamiser les comprimés de phénobarbital.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- Dans un mortier, disperser le phénobarbital avec quelques ml d'Ora-Plus.
- Ajouter le reste d'Ora-Plus par portions et bien homogénéiser.
- Transférer cette suspension dans un cylindre gradué.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration : 2 mois.**Conditionnement :** Flacon Veral 100 ml.**Stockage :** Température ambiante.**Références :**

1-CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, consulté le 25/11/2021 :

https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/pha/documents/pha_prep_ped_phenobarbitalv1.pdf

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).