

Produit	Quantité	Poids
Xifaxan 550 mg	4 cpr	≈ 4.0 g
Ora-Blend	110 ml	≈ 126 g

Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer les comprimés.
- Tamiser (355) la poudre et réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 126 g d'Ora-Blend dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par portions à la poudre et bien homogénéiser.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration : 2 mois.**Conditionnement :** Flacon Veral 200 ml.**Stockage :** Température ambiante.**Références :**

1 - HUG, Hôpitaux Universitaires de Genève, e-mail de BOUCHOUD Lucie le 25.03.2022.

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).