

Produit	Quantité	Poids
Losartan cpr 50 mg	5 cpr	≈ ???
Eau stérile	5 ml	≈ 5 g
Ora-Blend SF	Ad 100 ml	≈ ???

Mode opératoire :

- Laisser les comprimés tremper dans l'eau stérile dans un mortier.
- Ecraser les comprimés et mélanger jusqu'à former un mélange homogène.
- Ajouter Ora-Blend SF par portions dans le mortier jusqu'à former une suspension.
- Transférer dans un cylindre gradué et compléter à 100 ml.

Expiration : 28 jours**Conditionnement :** Flacon veral 100 ml.**Stockage :** Frigo (2-8°C)**Références :**

1- SickKids Pharmacy, Toronto, Canada, consulté le 25/11/2021 :

<https://www.sickkids.ca/siteassets/care--services/for-health-care-providers/compounding-recipes/losartan-2.5mgml-pharmacy-compounding-recipe.pdf>

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).

Rédigée par : SGA

Validée par : NPO

V1.0 25.11.2021